

Test Ruptura prematura de membranas PROM, tira reactiva



Test rápido para la detección de líquido amniótico (IGFBP-1) en la secreción vaginal por frotis vaginal mediante tira reactiva

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Test rápido para la detección de líquido amniótico (IGFBP-1) en la secreción vaginal

por frotis mediante tira reactiva. Especialmente indicado en ginecología y obstetricia para detección de rotura de membrana en el embarazo.

Ventajas:

- Test sencillo e higiénico
- Resultados rápidos y fiables

Contiene: Test tira reactiva, hisopo, tubo recolección con solución con soporte y manual de instrucciones de uso

Punto de corte: 500 ng/ml

SKU: 431006N-03

Categories: Embarazo y Obstetricia, Test Rápidos