

TEST RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS PROM, TIRA REACTIVA



INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 10 ud, 20 ud

Test rápido para la detección de líquido amniótico (IGFBP-1) en la secreción vaginal por frotis vaginal mediante tira reactiva

SKU: 431006N-03

Categorías: [Embarazo y Obstetricia](#), [Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Test rápido para la detección de líquido amniótico (IGFBP-1) en la secreción vaginal por frotis mediante tira reactiva. Especialmente indicado en ginecología y obstetricia para detección de rotura de membrana en el embarazo.

Ventajas:

- Test sencillo e higiénico
- Resultados rápidos y fiables

Contiene: Test tira reactiva, hisopo, tubo recolección con solución con soporte y manual de instrucciones de uso

Punto de corte: 500 ng/ml

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 10 ud, 20 ud

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF, si está disponible