

Test SÍfilis en sangre, suero o plasma, tira reactiva



Test rápido para la detección de enfermedad de transmisión sexual sífilis en sangre, suero o plasma mediante tira reactiva

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Test rápido para la detección de sífilis en sangre, suero o plasma mediante tira reactiva.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Tests tiras reactivas, pipetas desechables, vial con buffer y manual de instrucciones de uso

Uso específico en ginecología para la detección de enfermedad de transmisión sexual

SKU: 203001

Categories: Microbiología, Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex