

Test Sifilis RPR Carbon Latex en suero

65,75€ I.V.A. no incluido



Test de aglutinación en látex para la detección de Sifilis (T. Pallidum) en suero.

Presentación: Caja de 500 tests.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test rápido RPR CARBON Aglutinación es un test rápido de aglutinación para la detección cualitativa y semi-cuantitativa de reagina plasmática (RPR) en suero humano.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra. Sangre o sangre capilar (10 µl)

Contiene: 2x5 ml RPR CARBON Látex, 1 ml Control positivo, 1 ml Control negativo, 50 Placas de test cada una con 8 campos e Instrucciones de uso

Uso específico en cardiología

Sensibilidad diagnóstica: 86 % (Sífilis primaria)

Sensibilidad diagnóstica: 100 % (Sífilis secundaria)

Especificidad diagnóstica: 98 %

SKU: 795011

Categories: Microbiología, Reactivos e identificación

Tags: Test por látex Treponema Pallidum, test sífilis látex