

TEST SIFILIS RPR CARBON LATEX EN SUERO

65,75€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 150 ud, 500 ud

Test de aglutinación en látex para la detección de Sifilis (T. Pallidum) en suero.

Presentación: Caja de 500 tests.

SKU: 795010-95011

Categorías: [Microbiología](#), [Reactivos e identificación](#)

Etiquetas: [Test por látex Treponema Pallidium](#), [test sífilis látex](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test rápido RPR CARBON Aglutinación es un test rápido de aglutinación para la detección cualitativa y semi-cuantitativa de reagina plasmática (RPR) en suero humano.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra. Sangre o sangre capilar (10 µl)

Contiene: 2x5 ml RPR CARBON Látex, 1 ml Control positivo, 1 ml Control negativo, 50 Placas de test cada una con 8 campos e Instrucciones de uso

Uso específico en cardiología

Sensibilidad diagnóstica: 86 % (Sífilis primaria)

Sensibilidad diagnóstica: 100 % (Sífilis secundaria)

Especificidad diagnóstica: 98 %

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 150 ud, 500 ud

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 500 tests.