

Test Strep B por frotis vaginal, rectal o de oído, formato casete



Test rápido para detección de antígenos de Streptococcus B mediante frotis vaginal rectal o de oído, en casete

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test Strep B es una prueba rápida para la detección de antígenos de

Streptococcus B con hisopo cervical y uretral o en orina, mediante casete.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: 20 tests casete con pipeta desechable, 20 hisopos estériles, 20 tubos extracción, solución de extracción A, solución de extracción B y manual de instrucciones de uso.

Uso específico por profesionales para uso in vitro en ginecología y diagnóstico de infecciones pediátricas como de heridas, sepsis, meningitis, infecciones del tracto urinario y la sepsis neonatal, causadas por Streptococcus B.

SKU: 232001

Categories: Microbiología, Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex