

Test TPHA Microplaca hemaglutinación Látex en suero



Test de aglutinación en látex para detección de anticuerpos específicos anti-Treponema pallidum en suero

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test rápido TPHA es una prueba de aglutinación en látex para la detección cualitativa y semicuantitativa de anticuerpos específicos anti-Treponema pallidum en suero. Indicado para el diagnóstico de sífilis.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Reactivo de prueba TPHA (para 100 pruebas), células de control TPHA, TPHA suero control positivo y suero control negativo, disolvente, diapositivas y manual de instrucciones.

SKU: 795027

Categories: Microbiología, Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex