

TEST TPHA MICROPLACA HEMOGLUTINACIÓN LÁTEX EN SUERO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 100 ud, 200 ud



Test de aglutinación en látex para detección de anticuerpos específicos anti-Treponema pallidum en suero

SKU: 795027

Categorías: [Microbiología](#), [Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test rápido TPHA es una prueba de aglutinación en látex para la detección cualitativa y semicuantitativa de anticuerpos específicos anti-Treponema pallidum en suero. Indicado para el diagnóstico de sífilis.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Reactivo de prueba TPHA (para 100 pruebas), células de control TPHA, TPHA suero control positivo y suero control negativo, disolvente, diapositivas y manual de instrucciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 100 ud, 200 ud

PRESENTACIÓN

Este test rápido se presenta en caja de 100 tests

Unidades: 100 ud

Volumen: