

## TEST TRAMADOL TML EN ORINA, FORMATO CASETE



Test de droga para detección de Tramadol en orina 100 ng/ml, mediante casete

**SKU:** 102028

**Categorías:** [Drogas](#), [Test Rápidos](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO**

El test rápido TML se utiliza para la detección cualitativa de Tramadol 100 ng/ml, con una sencilla prueba de orina mediante casete de alta calidad.

Ventajas:

- Test sencillo e higiénico
- Resultados rápidos y fiables
- Opciones flexibles de punto de corte para necesidades variables

Uso en:

- Gestión de tratamientos de adicciones
- Tratamientos de desintoxicación
- Emergencias
- Forenses

- Controles en el lugar de trabajo
- Autoridades de transporte y controles aduaneros

## **INFORMACIÓN ADICIONAL**

Información adicional:

Descargar PDF si está disponible

## **PRESENTACIÓN**

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 30 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 30 ud

Volumen: