

Test Trichomonas vaginalis por frotis vaginal, formato casete



Test rápido para la detección de Trichomonas vaginalis por secreción vaginal,
formato casete

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test rápido Trichomonas vaginalis es una prueba inmunocromatográfica para la

detección del parásito *Trichomonas vaginalis*, por secreción vaginal mediante casete.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contenido: 10 tests casete con pipeta desechable, 10 hisopos estériles, 10 tubos extracción, 1 buffer de extracción y manual de instrucciones de uso.

Especialmente indicado para uso profesional y diagnóstico in vitro.

SKU: 840003N-10

Categories: Microbiología, Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex