

Test Tuberculosis TBC en sangre, suero o plasma, formato casete



Test Tuberculosis IgG / IgM es una prueba rápida para la detección de anticuerpos contra el Mycobacterium tuberculosis en sangre, suero o plasma, mediante casete

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Test Tuberculosis IgG / IgM es una prueba rápida para la detección de anticuerpos

contra el Mycobacterium tuberculosis en sangre, suero o plasma, mediante casete

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete, tubo colector con buffer, pipetas desechables, soporte y manual de instrucciones.

SKU: 322003N-30

Categories: Microbiología, Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex