

TEST TUBERCULOSIS TBC EN SANGRE, SUERO O PLASMA, FORMATO CASETE



Test Tuberculosis IgG / IgM es una prueba rápida para la detección de anticuerpos contra el *Mycobacterium tuberculosis* en sangre, suero o plasma, mediante casete

SKU: 322003N-30

Categorías: [Microbiología](#), [Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Test Tuberculosis IgG / IgM es una prueba rápida para la detección de anticuerpos contra el *Mycobacterium tuberculosis* en sangre, suero o plasma, mediante casete

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete, tubo colector con buffer, pipetas desechables, soporte y manual de instrucciones.

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 30 casete envueltos individualmente para máxima higiene

Unidades: 30 ud

Volumen: