

Test VRS Adenovirus muestra NPS, nasofaríngea o garganta, formato casete



Test VRS adenovirus respiratorio para la detección de antígenos del virus respiratorio sincitial VRS y de adenovirus, mediante muestra nasofaríngea o de garganta, en casete

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Test VRS adenovirus respiratorio para la detección de antígenos del virus respiratorio sincitial VRS y de adenovirus, en muestra nasofaríngea o de garganta, mediante casete.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete , hisopo desechable y manual con instrucciones de uso.

SKU: 491005

Categories: Microbiología, Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex