

## TEST VRS ADENOVIRUS MUESTRA NPS, NASOFARÍNGEA O GARGANTA, FORMATO CASETE



Test VRS adenovirus respiratorio para la detección de antígenos del virus respiratorio sincitial VRS y de adenovirus, mediante muestra nasofaríngea o de garganta, en casete

**SKU:** 491005

**Categorías:** [Microbiología](#), [Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Test VRS adenovirus respiratorio para la detección de antígenos del virus respiratorio sincitial VRS y de adenovirus, en muestra nasofaríngea o de garganta, mediante casete.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete , hisopo desechable y manual con instrucciones de uso.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF si está disponible

## PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 20 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 20 ud

Volumen: