

Tiras Urianálisis 11 M para análisis en orina



Las tiras reactivas de urianálisis Reactif 11 son tiras de plástico de 1 sólo uso para el análisis cualitativo y semi-cuantitativo en orina de un total de 11 analitos.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Las tiras reactivas de urianálisis Reactif 11 son tiras de plástico de 1 sólo uso para el análisis cualitativo y semi-cuantitativo en orina de un total de 11 analitos.

El método de análisis es inmunocromatografía lateral. El análisis puede ser visual, o bien automático mediante el uso de un Lector de la gama Reactif Touch también disponible. En la opción de medida visual límitese a comparar el color desarrollado en la tira con la muestra de colores dibujada en el propio envase para evaluar su resultado.

Los analitos medidos por Uricheck son: Ácido ascórbico, Bilirrubina, Sangre, Glucosa, C.Cetónicos, Leucocitos, Nitritos, pH, Proteínas, peso específico y Urobilinógeno.

Si desea saber más detalles sobre las medidas, límites de detección y rango de cuantificación tiene disponible el insert del artículo en otras pestañas de esta página del producto.

SKU: 41110-L

Categories: Orina y Enfermedad Renal, Test Rápidos