

TRIOPACK PIPETA ACURA MANUAL 825

708,90€ - 776,82€ Rango de precios: desde 708,90€ hasta 776,82€ I.V.A. no incluido

INFORMACIÓN ADICIONAL



Unidades

10 µl, 100 µl, 1000 µl, 100 µl, 1000 µl, 5 ml, 1000 µl, 5 ml, 10 ml, 10Y µl, 100 µl, 1000 µl, 10Y µl, 50 µl, 200 µl, 2 µl, 10 µl, 50 µl, 2 µl, 20 µl, 200 µl, 20 µl, 200 µl, 1000 µl, 50 µl, 200 µl, 1000 µl

Pack de 3 micropipetas de volumen variable con combinación de volúmenes hasta 10 mL

SKU: MGB046

Categorías: [Instrumentación General](#), [Otra Instrumentación](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
--------	-----	--------	--------------	----------------	-------------	----------









Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	MGB041	755,18€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			100 µl, 1000 µl, 5 ml
	MGB047	746,69€ I.V.A. no incluido				2 µl, 20 µl, 200 µl
	MGB046	742,30€ I.V.A. no incluido				2 µl, 10 µl, 50 µl
	MGB048	708,90€ I.V.A. no incluido				10Y µl, 50 µl, 200 µl
	MGB045	728,72€ I.V.A. no incluido				10Y µl, 100 µl, 1000 µl

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	MGB044	746,69€ I.V.A. no incluido				10 µl, 100 µl, 1000 µl
	MGB043	728,72€ I.V.A. no incluido				20 µl, 200 µl, 1000 µl
	MGB042	728,72€ I.V.A. no incluido				50 µl, 200 µl, 1000 µl
	MGB049	776,82€ I.V.A. no incluido				1000 µl, 5 ml, 10 ml

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de 3 micropipetas de volumen variables. Con amplia gama de combinación de volúmenes hasta 10 mL.

Disponible en 9 paquetes distintos

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades

10 µl, 100 µl, 1000 µl, 100 µl, 1000 µl, 5 ml, 1000 µl, 5 ml, 10 ml,
10Y µl, 100 µl, 1000 µl, 10Y µl, 50 µl, 200 µl, 2 µl, 10 µl, 50 µl, 2 µl,
20 µl, 200 µl, 20 µl, 200 µl, 1000 µl, 50 µl, 200 µl, 1000 µl

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

[Descargar PDF](#)

PRESENTACIÓN

Presentación: Presentación disponible para volúmenes variables según referencia para:

2 µl (0.1-2), 10 µl (0.5-10), 50 µl (5-50) (MGB046)

2 µl (0.1-2), 20 µl (2-20), 200 µl (20-200) (MGB047)

10Y µl (1-10), 50 µl (5-50), 200 µl (20-200) (MGB048)

10Y µl (1-10), 100 µl (10-100), 1000 µl (100-1000) (MGB045)

10 µl (0.5-10), 100 µl (10-100), 1000 µl (100-1000) (MGB044)

20 µl (2-20), 200 µl (20-200), 1000 µl (100-1000) (MGB043)

150 µl (5-50), 200 µl (20-200), 1000 µl (100-1000) (MGB042)

100 µl (10-100), 1000 µl (100-1000), 5 ml (0.5-5) (MGB041)

1000 (100-1000), 5 ml (0.5-5), 10 ml (1-10) (MGB049)

Volumen: