

Tubo 3ml PS 11×70 mm con tapón Blanco.

19,21€ I.V.A. no incluido



Tubo de poliestireno cristalino transparente de un solo uso, de 11 mm. de diámetro, 70 mm. de longitud y 3 ml. de capacidad nominal, fondo redondo, con tapón a presión de polietileno color blanco de 11 mm. de diámetro.

Presentación: Bolsa 250 ud. a granel.

Marca: Genlab Akralab

Tubo de poliestireno cristalino transparente de un solo uso, de 11 mm. de diámetro, 70 mm. de longitud y 3 ml. de capacidad nominal, fondo redondo, con tapón a presión de polietileno color blanco de 11 mm. de diámetro.

Características

- **Material / Composición:**

- Tubo: Poliestireno cristalino transparente (PS).
- Tapón: Polietileno de baja densidad.

- **Dimensiones:**

- Diámetro del tubo: 11 mm.
- Longitud del tubo: 70 mm.
- Capacidad del tubo: 3 ml.
- Diámetro del tapón: 11 mm.

- **Conservación:** Temperatura ambiente.

- **Presentación:** Bolsa de 250 unidades.

SKU: T1111 (4532250T1111)

Categories: Contenedores y Conjuntos de recogida, Preanalítica