

TUBO 3ML PS 11X70 MM CON TAPÓN BLANCO.



Tubo de poliestireno cristalino transparente de un solo uso, de 11 mm. de diámetro, 70 mm. de longitud y 3 ml. de capacidad nominal, fondo redondo, con tapón a presión de polietileno color blanco de 11 mm. de diámetro.

Presentación: Bolsa 250 ud. a granel.

SKU: T1111 (4532250T1111)

Categorías: [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo de poliestireno cristalino transparente de un solo uso, de 11 mm. de diámetro, 70 mm. de longitud y 3 ml. de capacidad nominal, fondo redondo, con tapón a presión de polietileno color blanco de 11 mm. de diámetro.

Características

- **Material / Composición:**
 - Tubo: Poliestireno cristalino transparente (PS).
 - Tapón: Polietileno de baja densidad.
- **Dimensiones:**
 - Diámetro del tubo: 11 mm.
 - Longitud del tubo: 70 mm.
 - Capacidad del tubo: 3 ml.
 - Diámetro del tapón: 11 mm.
- **Conservación:** Temperatura ambiente.
- **Presentación:** Bolsa de 250 unidades.



akralab
one point, all solutions.

Tubo 3ml PS 11x70 mm con tapón Blanco.
<https://www.akralab.es/producto/tubo-3ml-ps-11x70-tapon-blanco/>



akralab
one point, all solutions.

Tubo 3ml PS 11x70 mm con tapón Blanco.
<https://www.akralab.es/producto/tubo-3ml-ps-11x70-tapon-blanco/>