


Tubo cilíndrico con faldón 10 ml, 16×100 mm



Tubos de ensayo no graduados, con faldón y tapón de rosca amarillo. Esterilizable

en autoclave. Estéril envuelto individualmente. Caja de 1000 unidades.

Tubos de ensayo de polipropileno, no graduados, con faldón y tapón de rosca hermético de color amarillo que garantiza la ausencia de fugas. Esterilizable en autoclave. Dispositivos sin látex. Estéril envuelto individualmente. Caja de 1000 unidades.

SKU: 47372480SGCS

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología