


TUBO CILÍNDRICO CON FALDÓN 10 ML, 16X100 MM



Tubos de ensayo no graduados, con faldón y tapón de rosca amarillo. Esterilizable en autoclave. Estéril envuelto individualmente. Caja de 1000 unidades.

SKU: 47372480SGCS

Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubos de ensayo de polipropileno, no graduados, con faldón y tapón de rosca hermético de color amarillo que garantiza la ausencia de fugas. Esterilizable en autoclave. Dispositivos sin látex. Estéril envuelto individualmente. Caja de 1000 unidades.