

TUBO CÓNICO GRADUADO 10 ML, 16X100 MM

82,08€ I.V.A. no incluido



Tubo cónico rebordeado para pruebas graduado 10 ml, de polipropileno. 16 mm x 100 mm. Caja de 2000 unidades.

SKU: 21017

Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo cónico rebordeado para pruebas graduado 10 ml, de polipropileno. 16 mm x 100 mm.