

Tubo fondo cónico 15 ml sin faldón, estéril

63,82€ - 73,10€ Rango de precios: desde 63,82€ hasta 73,10€ I.V.A. no incluido



Tubo fondo cónico de 15 ml sin faldón con tapa plana. Libre de DNasa/RNasa, estéril y apirógeno.

Presentación: 500 ud (20 bolsas x 25 ud)

Tubo fondo cónico de 15 ml sin faldón con tapa plana, Libre de DNasa/RNasa, estéril y apirógeno.

Con tapón de rosca de mayor longitud y anillo de sellado que evitan cualquier fuga.

Las graduaciones en negro, fáciles de leer, tienen una precisión de $\pm 2\%$, incrementos de 1 ml.

Con disponibilidad de área de escritura impresa en blanco para marcaje de los tubos.

Tanto las áreas de graduación como de escritura son resistentes al cloroformo.

Velocidad de rotación máxima de hasta 12.000 xg para tubos de fondo cónico.

Autoclavable a 121°C y congelables a -80°C.

SKU: CFT011150

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología