

TUBO FONDO CÓNICO 15 ML SIN FALDÓN, ESTÉRIL

63,82€ - 73,10€ Rango de precios: desde 63,82€ hasta 73,10€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 15 ml (Granel), 15 ml (Rack)

Tubo fondo cónico de 15 ml sin faldón con tapa plana. Libre de DNasa/RNasa, estéril y apirógeno.

Presentación: 500 ud (20 bolsas x 25 ud)

SKU: CFT011150

Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
--------	-----	--------	--------------	----------------	-------------	----------

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
--------	-----	--------	--------------	----------------	-------------	----------



CFT021150	73,10€ I.V.A. no incluido					15 ml (Rack)
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--------------



CFT011150	63,82€ I.V.A. no incluido					15 ml (Granel)
-----------	------------------------------	--	--	--	--	----------------

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo fondo cónico de 15 ml sin faldón con tapa plana, Libre de DNasa/RNasa, estéril y apirógeno.

Con tapón de rosca de mayor longitud y anillo de sellado que evitan cualquier fuga.

Las graduaciones en negro, fáciles de leer, tienen una precisión de $\pm 2\%$, incrementos de 1 ml.

Con disponibilidad de área de escritura impresa en blanco para marcaje de los tubos.

Tanto las áreas de graduación como de escritura son resistentes al cloroformo.

Velocidad de rotación máxima de hasta 12.000 xg para tubos de fondo cónico.

Autoclavable a 121°C y congelables a -80°C.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 15 ml (Granel), 15 ml (Rack)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación: · 500 ud. a granel (en caja de 20 bolsas de 25 tubos)
· ó 500 ud en racks, en caja de 10 bolsas de 2 racks de 25 tubos cada rack.

Volumen: