



TUBO FONDO CÓNICO 15 ML SIN FALDÓN, ESTÉRIL

Elegir opciones para el precio

Tubo fondo cónico de 15 ml sin faldón con tapa plana. Libre de DNasa/RNasa, estéril y apirógeno.



SKU: CFT011150

Categories: [Laboratorio](#), [Material de Uso General](#), [Tubos | Microtubos | Criotubos](#)

Tubo fondo cónico de 15 ml sin faldón con tapa plana, Libre de DNasa/RNasa, estéril y apirógeno.

Con tapón de rosca de mayor longitud y anillo de sellado que evitan cualquier fuga.

Las graduaciones en negro, fáciles de leer, tienen una precisión de $\pm 2\%$, incrementos de 1 ml.

Con disponibilidad de área de escritura impresa en blanco para marcaje de los tubos.

Tanto las áreas de graduación como de escritura son resistentes al cloroformo.

Velocidad de rotación máxima de hasta 12.000 xg para tubos de fondo cónico.

Autoclavable a 121°C y congelables a -80°C.

VARIATIONS

| SKU | Price | Description | Unidades |
|------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| CFT021150 | 83,09€ I.V.A. no incluido | | 15 ml (Rack) |
| CFT011150 | 78,85€ I.V.A. no incluido | | 15 ml (Granel) |

ADDITIONAL INFORMATION

Unidades 15 ml (Granel), 15 ml (Rack)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación: · 500 ud. a granel (en caja de 20 bolsas de 25 tubos)
· ó 500 ud en racks, en caja de 10 bolsas de 2 racks de 25 tubos cada rack.

Volumen: