

## TUBO FONDO CÓNICO 50 ML SIN FALDÓN, ESTÉRIL

**83,14€ I.V.A. no incluido**



Tubo fondo cónico de 50 ml sin faldón con tapa plana, estéril y apirógeno

---

**SKU:** CFT011500

**Categorías:** [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo fondo cónico de 50 ml sin faldón con tapa plana, estéril y apirógeno.

Con tapón de rosca de mayor longitud y anillo de sellado que evitan cualquier fuga.

Las graduaciones en negro, fáciles de leer, tienen una precisión de  $\pm 2\%$ , incrementos de 2,5 ml.

Con disponibilidad de área de escritura impresa en blanco para marcaje de los tubos.

Tanto las áreas de graduación como de escritura son resistentes al cloroformo.

Velocidad de rotación máxima de hasta 12.000 xg para tubos de fondo cónico.

Autoclavable a 121°C y congelables a -80°C.

## **INFORMACIÓN ADICIONAL**

Información adicional:

## **PRESENTACIÓN**

Presentación: 500 ud. a granel (en caja de 20 bolsas de 25 tubos)

Unidades: 50 ml