

Tubo fondo cónico 50 ml con faldón, estéril

92,33€ I.V.A. no incluido



Tubo fondo cónico 50 ml con faldón. Estéril, apirógeno y Libre de DNasa/RNasa

Presentación: 500 ud (20 bolsas x 25 ud)

Tubo fondo cónico 50 ml con faldón, estéril, Libre de DNasa/RNasa y apirógeno.

Con tapón de rosca de mayor longitud con anillo de sellado que evitan fugas.

Dispone de área de escritura impresa en blanco imborrable.

Graduación grabada en el fondo cónico de cada tubo, resistente al cloroformo

Velocidad máxima de rotación hasta 6.000 xg

Autoclavable a 121°C y congelable a -80°C

SKU: CFT111500

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología