

## TUBO FONDO CÓNICO 50 ML CON FALDÓN, ESTÉRIL

**107,60€ I.V.A. no incluido**



Tubo fondo cónico 50 ml con faldón. Estéril, apirógeno y Libre de DNasa/RNasa

---

**SKU:** CFT111500

**Categorías:** [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo fondo cónico 50 ml con faldón, estéril, Libre de DNasa/RNasa y apirógeno.

Con tapón de rosca de mayor longitud con anillo de sellado que evitan fugas.

Dispone de área de escritura impresa en blanco imborrable.

Graduación grabada en el fondo cónico de cada tubo, resistente al cloroformo

Velocidad máxima de rotación hasta 6.000 xg

Autoclavable a 121°C y congelable a -80°C

## **INFORMACIÓN ADICIONAL**

Información adicional:

## **PRESENTACIÓN**

Presentación: 500 ud. Servidas en caja de 20 bolsas resellables de 25 tubos cada una

Unidades: 50 ml