

TUBO FONDO CÓNICO 50 ML CON FALDÓN, ESTÉRIL

92,33€ I.V.A. no incluido



Tubo fondo cónico 50 ml con faldón. Estéril, apirógeno y Libre de DNasa/RNasa

Presentación: 500 ud (20 bolsas x 25 ud)

SKU: CFT111500

Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo fondo cónico 50 ml con faldón, estéril, Libre de DNasa/RNasa y apirógeno.

Con tapón de rosca de mayor longitud con anillo de sellado que evitan fugas.

Dispone de área de escritura impresa en blanco imborrable.

Graduación grabada en el fondo cónico de cada tubo, resistente al cloroformo

Velocidad máxima de rotación hasta 6.000 xg



Autoclavable a 121°C y congelable a -80°C

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

PRESENTACIÓN

Presentación: 500 ud. Servidas en caja de 20 bolsas resellables de 25 tubos cada una

Unidades: 50 ml