

Tubo fondo cónico 50 ml con faldón, no estéril

66,38€ I.V.A. no incluido



Tubo de centrifuga con fondo cónico 50 ml y faldón. No estéril, Libre de DNasa/RNasa y apirógeno.

Presentación: 500 ud

Tubo fondo cónico 50 ml con faldón, no estéril y Libre de DNasa/RNasa y apirógeno.

Con tapón plano de rosca de mayor longitud y anillo de sellado para evitar fugas.

Dispone de área de escritura impresa en blanco imborrable.

Graduación grabada en el fondo cónico de cada tubo, resistente al cloroformo

Velocidad máxima de rotación hasta 6.000 xg

Autoclavable a 121°C y congelable a -80°C

SKU: CFT100500

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología