

TUBO FONDO CÓNICO 50 ML CON FALDÓN, NO ESTÉRIL

77,40€ I.V.A. no incluido



Tubo de centrifuga con fondo cónico 50 ml y faldón. No estéril, Libre de DNasa/RNasa y apirógeno.

SKU: CFT100500

Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo fondo cónico 50 ml con faldón, no estéril y Libre de DNasa/RNasa y apirógeno.

Con tapón plano de rosca de mayor longitud y anillo de sellado para evitar fugas.

Dispone de área de escritura impresa en blanco imborrable.

Graduación grabada en el fondo cónico de cada tubo, resistente al cloroformo

Velocidad máxima de rotación hasta 6.000 xg



akralab
one point, all solutions.

Tubo fondo cónico 50 ml con faldón, no estéril
<https://www.akralab.es/producto/tubo-fondo-conico-50-ml/>

Autoclavable a 121°C y congelable a -80°C

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

PRESENTACIÓN

Presentación: Servido a granel en caja de 500 ud.

Unidades: 50 ml



akralab
one point, all solutions.

Tubo fondo cónico 50 ml con faldón, no estéril
<https://www.akralab.es/producto/tubo-fondo-conico-50-ml/>