

Tubo fondo cónico centrífuga Alta velocidad, estéril

120,99€ - 160,06€ Rango de precios: desde 120,99€ hasta 160,06€
I.V.A. no incluido



Tubo fondo cónico centrífuga Alta velocidad 21.000 xg. Disponible en volumen de 15 ml y 50 ml. Sin faldón, graduado y estéril

Tubo centrífuga alta velocidad con fondo cónico y sin faldón.

Disponible en volúmenes de 15 ml y 50 ml. Sin faldón, graduado y estéril.

Con tapón de rosca de mayor longitud con anillo de sellado que evitan fugas.

Dispone de área de escritura impresa en blanco imborrable.

Tanto las áreas de graduación como de escritura son resistentes al cloroformo.

Graduación grabada en el fondo cónico de cada tubo.

Velocidad máxima de rotación hasta 21,000xg

Autoclavable a 121°C y congelable a -80°C

SKU: CFT312150

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología