

TUBO FONDO CÓNICO CENTRÍFUGA ALTA VELOCIDAD, ESTÉRIL

146,65€ - 194,00€ Rango de precios: desde 146,65€ hasta 194,00€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 15 ml, 50 ml

Tubo fondo cónico centrífuga Alta velocidad 21.000 xg. Disponible en volumen de 15 ml y 50 ml. Sin faldón, graduado y estéril

SKU: CFT312150

Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción Unidades
--------	-----	--------	--------------	----------------	----------------------

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción Unidades
	CFT312500	194,00€ I.V.A. no incluido	Sin existencias		50 ml
	CFT312150	146,65€ I.V.A. no incluido	Sin existencias		15 ml

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo centrífuga alta velocidad con fondo cónico y sin faldón.

Disponible en volúmenes de 15 ml y 50 ml. Sin faldón, graduado y estéril.

Con tapón de rosca de mayor longitud con anillo de sellado que evitan fugas.

Dispone de área de escritura impresa en blanco imborrable.

Tanto las áreas de graduación como de escritura son resistentes al cloroformo.

Graduación grabada en el fondo cónico de cada tubo.

Velocidad máxima de rotación hasta 21,000xg

Autoclavable a 121°C y congelable a -80°C

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 15 ml, 50 ml

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación: 500 ud. Servido en caja de 20 bolsas de 25 tubos.

Volumen: