

Tubo fondo cónico tapón Easy Flip, sin faldón, estéril

77,03€ - 105,53€ Rango de precios: desde 77,03€ hasta 105,53€
I.V.A. no incluido



Tubo fondo cónico sin faldón, estéril. Con tapón Easy Flip de fácil apertura con una sola mano. Disponible en volúmenes de 15 y 50 ml

Presentación: 500 ud (20 bolsas de 25 tubos)

Tubo fondo cónico sin faldón tapón Easy Flip.

Fabricado en polipropileno de alta calidad gamma.

Tapón Easy Flip fácil de abrir con una sola mano.

Max.RCF: 9,400xg

Las graduaciones impresas en negro y el área de escritura en blanco pueden soportar cloroformo

Autoclavable a 121°C y se puede congelar a -80°C

Estéril mediante irradiación gamma.

SKU: CFT211150

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología