

TUBO FONDO CÓNICO TAPÓN EASY FLIP, SIN FALDÓN, ESTÉRIL

93,35€ - 127,90€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 15 ml (bolsa resellable), 15 ml (Paper rack), 50 ml (bolsa resellable)



Tubo fondo cónico sin faldón, estéril. Con tapón Easy Flip de fácil apertura con una sola mano. Disponible en volúmenes de 15 y 50 ml

SKU: CFT211150

Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

VARIACIONES

| Imagen | SKU | Precio | Stock Status | Stock Quantity | Descripción | Unidades |
|--|-----------|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------------|
|  | CFT211500 | 127,90€ I.V.A. no incluido | Sin existencias | | | 50 ml (bolsa resellable) |

| Imagen | SKU | Precio | Stock Status | Stock Quantity | Descripción | Unidades |
|--|------------|----------------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------------|
|  | CFT2211150 | 104,65€ I.V.A. no incluido | Sin existencias | | | 15 ml (Paper rack) |
|  | CFT2111150 | 93,35€ I.V.A. no incluido | Sin existencias | | | 15 ml (bolsa resellable) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo fondo cónico sin faldón tapón Easy Flip.

Fabricado en polipropileno de alta calidad gamma.

Tapón Easy Flip fácil de abrir con una sola mano.

Max.RCF: 9,400xg

Las graduaciones impresas en negro y el área de escritura en blanco pueden soportar cloroformo

Autoclavable a 121°C y se puede congelar a -80°C

Estéril mediante irradiación gamma.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades

15 ml (bolsa resellable), 15 ml (Paper rack), 50 ml (bolsa resellable)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

500 ud, empaquetadas según referencia:

CFT211150 y CFT211500 en caja de 20 bolsas resellables de 25 tubos.

CFT221150 Paper rack embolsados individualmente

Volumen: 15 ó 50 ml.