

## TUBO FONDO CÓNICO TAPÓN EASY FLIP, SIN FALDÓN, ESTÉRIL

93,35€ - 127,90€ Rango de precios: desde 93,35€ hasta 127,90€ I.V.A. no incluido



### INFORMACIÓN ADICIONAL

**Unidades** 15 ml (bolsa resellable), 15 ml (Paper rack), 50 ml (bolsa resellable)

Tubo fondo cónico sin faldón, estéril. Con tapón Easy Flip de fácil apertura con una sola mano. Disponible en volúmenes de 15 y 50 ml

**SKU:** CFT211150

**Categorías:** [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

### VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	CFT211500	127,90€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			50 ml (bolsa resellable)

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	CFT221150	104,65€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			15 ml (Paper rack)
	CFT211150	93,35€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			15 ml (bolsa resellable)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo fondo cónico sin faldón tapón Easy Flip.

Fabricado en polipropileno de alta calidad gamma.

Tapón Easy Flip fácil de abrir con una sola mano.

Max.RCF: 9,400xg

Las graduaciones impresas en negro y el área de escritura en blanco pueden soportar cloroformo

Autoclavable a 121°C y se puede congelar a -80°C

Estéril mediante irradiación gamma.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Unidades** 15 ml (bolsa resellable), 15 ml (Paper rack), 50 ml (bolsa resellable)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

## PRESENTACIÓN

500 ud, empaquetadas según referencia:

CFT211150 y CFT211500 en caja de 20 bolsas resellables de 25 tubos.

CFT221150 Paper rack embolsados individualmente

Volumen: 15 ó 50 ml.