

Tubo fondo cónico tapón Easy Flip, sin faldón, estéril y Libre DNasa/RNasa

175,00€ I.V.A. no incluido



Tubo fondo cónico sin faldón, estéril y libre de DNasa/RNasa. Con tapón Easy Flip de fácil apertura con una sola mano. Capacidad 50 ml

Tubo fondo cónico sin faldón tapón Easy Flip, volumen 50 ml.

Fabricado en polipropileno de alta calidad gamma.

Tapón Easy Flip fácil de abrir con una sola mano.

Max.RCF: 9,400xg

Las graduaciones impresas en negro y el área de escritura en blanco pueden soportar cloroformo

Autoclavable a 121°C y se puede congelar a -80°C

Estéril mediante irradiación gamma.

Aporígeno y Libre de RNasa/RNasa

SKU: CFT212500

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología