

TUBO FONDO CÓNICO TAPÓN EASY FLIP, SIN FALDÓN, ESTÉRIL Y LIBRE DNASA/RNASE

211,62€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades

15 ml (bolsa resellable), 15 ml (Paper rack), 50 ml (bolsa resellable)

Tubo fondo cónico sin faldón, estéril y libre de DNasa/RNasa. Con tapón Easy Flip de fácil apertura con una sola mano. Capacidad 50 ml

SKU: CFT212500

Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo fondo cónico sin faldón tapón Easy Flip, volumen 50 ml.

Fabricado en polipropileno de alta calidad gamma.

Tapón Easy Flip fácil de abrir con una sola mano.

Max.RCF: 9,400xg

Las graduaciones impresas en negro y el área de escritura en blanco pueden soportar cloroformo



Tubo fondo cónico tapón Easy Flip, sin faldón, estéril y Libre

DNasa/RNasa

[https://www.akralab.es/producto/tubo-fondo-conico-tapon-ea](https://www.akralab.es/producto/tubo-fondo-conico-tapon-easy-flip-sin-faldon-libre-dnasa-rnasa/)

[sy-flip-sin-faldon-libre-dnasa-rnasa/](https://www.akralab.es/producto/tubo-fondo-conico-tapon-easy-flip-sin-faldon-libre-dnasa-rnasa/)

Autoclavable a 121°C y se puede congelar a -80°C

Estéril mediante irradiación gamma.

Aporígeno y Libre de RNasa/RNasa

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades

15 ml (bolsa resellable), 15 ml (Paper rack), 50 ml (bolsa resellable)

PRESENTACIÓN

500 ud, empaquetadas en caja de 20 bolsas resellables de 25 tubos.

Volumen: 50 ml.