

Tubo PCR con tapa plana, 0,2 ml

46,19€ - 575,70€ Rango de precios: desde 46,19€ hasta 575,70€
I.V.A. no incluido



Tubo Eppendorf para PCR de 0,2 ml. Disponible en formato individual o en tira de 8 microtubos. Estériles y Libre de Dnasa/Rnasa

Los microtubos PCR se fabrican en polipropileno, con un equilibrio perfecto entre transparencia, suavidad, robustez, características antiestáticas y estanqueidad al gas.

Tubos de PCR de pared delgada de 0,2 ml, tira de 8 tubos, tapas planas.

Diseño de pared ultra delgada para una eficiente transferencia de calor.

Compatible con bloques de calor estándar de 96 pocillos.

Alta transmitancia de luz.

Esterilizado

Libre de DNasa/RNasa

SKU: PCR000200

Categories: Diagnóstico Molecular, Fungible para Diagnóstico Molecular