

TUBO PS 13X75 MM SIN TAPÓN

217,21€ I.V.A. no incluido



Tubo de poliestireno cristalino transparente, de 13 mm. de diámetro, 75 mm. de longitud y 5 ml. de capacidad nominal, fondo redondo, y no estéril. Presentación: Caja 4.000 ud. en bolsas de 250 tubos.

SKU: T1310 (4532250T1310)

Categorías: [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo de poliestireno cristalino transparente, de 13 mm. de diámetro, 75 mm. de longitud y 5 ml. de capacidad nominal, fondo redondo, y no estéril.

Características

- **Material / Composición:**
 - Tubo: Poliestireno cristalino transparente (PS).
- **Dimensiones:**
 - Diámetro del tubo: 13 mm.
 - Longitud del tubo: 75 mm.
 - Capacidad del tubo: 5 ml.
- **Conservación:** Temperatura ambiente.
- **Presentación:** 4.000 ud. (Caja con 16 bolsas de 250 unidades cada una).