

Tubo PS 16×100 mm con tapón Blanco

130,79€ I.V.A. no incluido



Tubo de poliestireno cristalino transparente de un solo uso, de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal, fondo redondo, con tapón a presión de polietileno color blanco de 16 mm. de diámetro. Presentación: Caja 800 ud. en bolsas de 200 tubos.

Tubo de poliestireno cristalino transparente de un solo uso, de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal, fondo redondo, con tapón a presión de polietileno color blanco traslúcido de 16 mm. de diámetro.

[button

link="https://www.akralab.es/wp-content/uploads/2026/07/FT-4532250T1611-TUBO-10ml-16x100-tapon-blanco.pdf" type="big" color="orange" newwindow="yes"]

Ficha Tubo 10 ml T1611[/button]

Características

- **Material / Composición:**

- Tubo: Poliestireno cristalino transparente (PS).
- Tapón: Polietileno de baja densidad.

- **Dimensiones:**

- Diámetro del tubo: 16 mm.
- Longitud del tubo: 100 mm.
- Capacidad del tubo: 10 ml.
- Diámetro del tapón: 16 mm.

- **Conservación:** Temperatura ambiente.

- **Presentación:** 800 ud. (Caja con 4 bolsas de 250 unidades cada una).

SKU: T1611 (4532250T1611)

Categories: Contenedores y Conjuntos de recogida, Preanalítica