

TUBO VACÍO 10 ML, SIN CONSERVANTE, ESTÉRIL, 16X100 MM

182,00€ I.V.A. no incluido



Tubo de vacío 10 ml, sin conservante, estéril, 16x100 mm. Tapón de color beige. 1200 unidades repartidas en 12 cajas de 100 unidades.

SKU: 44925

Categorías: [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo de vacío 10 ml, sin conservante, estéril, 16x100 mm. Tapón de color beige.



akralab
one point, all solutions.

Tubo vacío 10 ml, sin conservante, estéril, 16x100 mm
<https://www.akralab.es/producto/tubo-vacio-10-ml-sin-conservante-esteril-16x100-mm/>



akralab
one point, all solutions.

Tubo vacío 10 ml, sin conservante, estéril, 16x100 mm
<https://www.akralab.es/producto/tubo-vacio-10-ml-sin-conservante-esteril-16x100-mm/>