

TUBO VACÍO 10 ML, SIN CONSERVANTE, ESTÉRIL, 16X100 MM

194,93€ I.V.A. no incluido



Tubo de vacío 10 ml, sin conservante, estéril, 16x100 mm. Tapón de color beige. 1200 unidades repartidas en 12 cajas de 100 unidades.

SKU: 44925

Categorías: [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo de vacío 10 ml, sin conservante, estéril, 16x100 mm. Tapón de color beige.