

Tubo vacío 10ml sin conservante 16x100mm fondo redondo

242,61€ I.V.A. no incluido



Tubo vacío VACUMED orina 10ml sin conservante 16x100mm fondo redondo
Disponible con tapón en amarillo. Estéril. Etiqueta transparente.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

Tubo vacío VACUMED orina 10ml sin conservante 16x100mm fondo redondo
Disponible con tapón en amarillo. Estéril. Etiqueta transparente.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

SKU: 44950

Categories: Preanalítica, Tubos de vacío sangre/orina