


TUBO VACÍO 10ML SIN CONSERVANTE 16X100MM FONDO REDONDO

242,61€ I.V.A. no incluido



Tubo vacío VACUMED orina 10ml sin conservante 16x100mm fondo redondo Disponible con tapón en amarillo. Estéril. Etiqueta transparente.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

SKU: 44950

Categorías: [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo vacío VACUMED orina 10ml sin conservante 16x100mm fondo redondo Disponible con tapón en amarillo. Estéril. Etiqueta transparente.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación:

Unidades: 1200 unidades (12 cajas de 100)

Volumen: 10ml