

TUBO VACÍO 10ML SIN CONSERVANTE 16X100MM

194,93€ I.V.A. no incluido



Tubo vacío VACUMED sangre 10ml sin conservante 16x100mm. Disponible con tapón en verde oliva. Estéril. Etiqueta transparente.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

SKU: 44930

Categorías: [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo vacío VACUMED sangre 10ml sin conservante 16x100mm. Disponible con tapón en verde oliva. Estéril. Etiqueta transparente.

Presentación: 1200 unidades (12 cajas de 100).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación:

Unidades: 1200 unidades (12 cajas de 100)

Volumen: 10ml