

## TUBO VACÍO 8ML CON ACTIVADOR Y GEL SEPARADOR 16X100MM

138,55€ I.V.A. no incluido



### INFORMACIÓN ADICIONAL

**Color** Rojo, Azul eléctrico

Tubo vacío sangre VACUMED 8ml con activador y gel separador 16x100mm. Estéril.

Disponible con tapón en diferentes colores. Etiqueta transparente.

Presentación: 600 unidades (6 cajas de 100).

**SKU:** N / A

**Categorías:** [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

### VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color
	48738	138,55€ I.V.A. no incluido				Azul eléctrico

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color
	48718	138,55€ I.V.A. no incluido				Rojo

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo vacío sangre VACUMED 8ml con activador y gel separador 16x100mm. Estéril.

Disponible con tapón en diferentes colores. Etiqueta transparente.

Presentación: 600 unidades (6 cajas de 100).

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Color** Rojo, Azul eléctrico