

Tubo de vacío 3.5ml con activador y gel separador 13X75mm

138,85€ I.V.A. no incluido



Tubo de vacío VACUMED 3.5ml con activador de coagulación y gel separador 13X75mm. Estéril.

Tapón amarillo oro. Etiqueta opaca.

Presentación: 600 unidades (6 cajas de 100).

Tubo de vacío sangre VACUMED 3.5ml con activador de coagulación y gel separador 13X75mm. Estéril.

Tapón amarillo oro. Etiqueta opaca.

Presentación: 600 unidades (6 cajas de 100).

SKU: 42721

Categories: Preanalítica, Tubos de vacío sangre/orina