

Tubo vacío 3,5ml con activador y gel separador 13x75mm

147,26€ I.V.A. no incluido



Tubo vacío sangre VACUMED 3,5ml con activador y gel separador 13x75mm .
Estéril.

Disponible con tapón en diferentes colores. Etiqueta transparente.

Presentación: 600 unidades (6 cajas de 100).

Tubo vacío sangre VACUMED 3,5ml con activador y gel separador 13x75mm .
Estéril.

Disponible con tapón en diferentes colores. Etiqueta transparente.

Presentación: 600 unidades (6 cajas de 100).

Categories: Preanalítica, Tubos de vacío sangre/orina