

## TUBO VACÍO 3,5ML CON ACTIVADOR Y GEL SEPARADOR 13X75MM

98,50€ - 99,25€ I.V.A. no incluido



### INFORMACIÓN ADICIONAL

**Color** Rojo, Amarillo oro

Tubo vacío sangre VACUMED 3,5ml con activador y gel separador 13x75mm . Estéril.

Disponible con tapón en diferentes colores. Etiqueta transparente.

Presentación: 600 unidades (6 cajas de 100).

**SKU:** N / A

**Categorías:** [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

### VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color
	46721	98,50€ I.V.A. no incluido				Amarillo oro

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color
	46711	99,25€ I.V.A. no incluido				Rojo

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo vacío sangre VACUMED 3,5ml con activador y gel separador 13x75mm . Estéril.

Disponibile con tapón en diferentes colores. Etiqueta transparente.

Presentación: 600 unidades (6 cajas de 100).

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Color** Rojo, Amarillo oro