

TUBO VACÍO 3,5ML CON ACTIVADOR Y GEL SEPARADOR 13X75MM

147,26€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Color Rojo, Amarillo oro

Tubo vacío sangre VACUMED 3,5ml con activador y gel separador 13x75mm . Estéril.

Disponible con tapón en diferentes colores. Etiqueta transparente.

Presentación: 600 unidades (6 cajas de 100).

SKU: N / A

Categorías: [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

VARIACIONES



Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color
	46721	147,26€ I.V.A. no incluido				Amarillo oro

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color
	46711	147,26€ I.V.A. no incluido				Rojo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo vacío sangre VACUMED 3,5ml con activador y gel separador 13x75mm . Estéril.

Disponibile con tapón en diferentes colores. Etiqueta transparente.

Presentación: 600 unidades (6 cajas de 100).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Color Rojo, Amarillo oro